

FAQ

Est-il normal que les vibrations s'arrêtent lors de son utilisation ?

Le produit utilise une technologie intelligente de vibration qui exige que votre main touche l'anneau de détection et la tête de massage la peau avant de commencer à vibrer. Il est normal que des vibrations puissent survenir lorsque le produit n'est pas posé entièrement sur la peau.

Puis-je utiliser ce produit tous les jours ?

Beauté

Qui, il peut être utilisé plusieurs fois par jour car l'intensité de vibration et l'ajustement de la température de ce produit sont conçus par une équipe professionnelle d'ingénierie,

J'ai une peau allergique, puis-je l'utiliser ?



La fabrication de l'appareil répond aux normes internationales en vigueur, c'est pour cela que les personnes à la peau sensible (allergique) peuvent l'employer chaque jour.

Recommandation d'utilisation

Il est recommandé de l'utiliser entre 5-10 minutes à la fois.

spécification du produit

Nom du produit : instrument de beauté
tension de charge : 5V- 1A
Taux de travail évalué : 2.5W
Battery : 3.7V / 500mAh
batterie : 2 heures
Taille de produit : 135*85*39mm

Distribué par YS diffusion, 6 bis rue des tanneurs, 83300 Draguignan - France



Luminothérapie Manuel



*Beauté
Visage
Cou*

Ne pas jeter sur la voie publique - Siret : 89047463800016

www.ylb-cosmetiques.fr

Caractéristiques du produit

La tête de Massage ergonomique est spécialement conçue pour le visage et le cou. Sa conception aide à fournir de l'énergie à chaque partie de la peau.

La tête de massage chauffe à 42 degrés, avec trois couleurs: lumière, verte, rouge et bleu. La luminothérapie, favorise la circulation sanguine et stimule le renouvellement de la peau.

Améliore la circulation et favorise le métabolisme pour évacuer les substances toxiques et les déchets accumulés dans votre peau. L'appareil permet d'atténuer, dégonfler et détendre la peau, agissant comme une thérapie éliminant rapidement la fatigue du visage et cou, redonnant l'élasticité et ralentissant le vieillissement de la peau.

Les trois modes (lumière verte, rouge et bleu) adoptent la technologie LED et vibration (EMS). Une fois le mode sélectionné, la vibration commence lorsque la tête de massage touche la peau.

Compact et portable, il peut être utilisé en toutes circonstances. (câble de chargement USB fourni).

Description des différents modes

Enlever le cache de protection, appuyer longuement sur le bouton de démarrage pour allumer l'appareil

Effectuer sur le bouton de démarrage pour sélectionner le mode adapté à votre peau

Mode première vitesse : lumière verte + vibration (taches pigmentaires, rougeurs et cicatrices)

La lumière verte augmente le métabolisme cellulaire, favorise la circulation sur la surface de la peau, et a pour effet de lisser et d'équilibrer la peau.

Mode deuxième vitesse : lumière rouge + vibration (chaleur) - beauté

La lumière rouge améliore la vitalité cellulaire, accélère la circulation sanguine, favorise la croissance du collagène ayant pour effet de lisser les ridules et les rides, serrer la peau, réduire la mélanine et les cicatrices.

Troisième mode de vitesse : lumière bleue + vibration + EMS (anti-bactérien)

La lumière bleue (plus froide) favorise la synthèse du collagène, active la peau, tend la peau

Comment utiliser l'appareil sur le visage ?

1. Appliquez uniformément le produit de soin sur votre visage.
2. Choisissez un mode selon vos besoins personnels.
3. Faites glisser l'appareil sur les zones à traiter (visage & corps).
4. Effectuez un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur pour façonner parfaitement votre visage.
5. L'appareil peut être utilisé pour masser le corps.

Comment nettoyer l'appareil ?

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil.
2. Essuyer le produit avec un chiffon nettoyant, sans utiliser de détergent.
3. Remettre le cache de protection et stocker dans un endroit sec et aéré.

Comment utiliser l'appareil sur le cou ?

1. Lorsque la machine est allumée, la main appuyée sur l'anneau de détection et la tête de massage posée sur le cou, la vibration et la luminothérapie peut démarrer.
2. Appliquez les produits de soins uniformément sur le cou.
3. Sélectionnez le mode souhaité et déplacez la tête de massage de bas en haut sur le cou.
4. La nuque ayant également besoin de massage, le dispositif peut être utilisé sur celle-ci.

Précautions d'emploi

1. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit et les conserver pour une utilisation future.
2. Quand l'appareil est déchargé, il faut environ 2 heures pour le charger entièrement et peut être employé sans interruption.
3. Lors du chargement, une lumière rouge clignote et passe au vert une fois l'appareil chargé.
4. Le produit a une fonction de mémoire. Lors du redémarrage, il entrera automatiquement dans le mode auparavant choisi.
5. L'appareil s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant plus de 3 minutes.
6. N'utilisez pas l'appareil lors du chargement.
7. Le produit chauffe à environ 42 degrés, ce qui peut engendrer une sensation désagréable selon les personnes mais après avoir appliqué l'huile essentielle/crème de massage sur la peau, le produit s'ajuste automatiquement à la température la plus confortable.
8. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant l'utilisation ou votre peau semble anormale, arrêtez de l'employer immédiatement et consultez un médecin.
9. Le produit n'est pas étanche. (Ne pas le placer dans l'eau).
10. Veuillez mettre le produit dans un endroit sec et aéré, loin de la lumière directe du soleil et d'aucun produit chimique corrosif.
11. Nous vous recommandons l'utilisation de notre gamme cosmétiques pour un résultat optimal.
12. Appliquez les produits de soins modérément afin qu'il n'altère pas l'utilisation de l'appareil.
13. Tenir hors de la portée des enfants pour éviter tous risques.



www.ylb-cosmetiques.fr